

Bedienungsanleitung für den Zimmermannsnagel-Trainer

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Zimmermannsnagel-Trainer entschieden haben! Dieser Leitfaden soll Ihnen dabei helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Training beginnen.

Wichtige Hinweise und Risiken:

Authentische Darstellung von Verletzungen: Der Zimmermannsnagel-Trainer wurde entwickelt, um eine realistische Simulation von Verletzungen zu bieten. Bitte beachten Sie, dass die Darstellung täuschend echt sein kann. Verwenden Sie den Trainer daher nur in angemessenen Umgebungen und stellen Sie sicher, dass alle Teilnehmer über die Simulation informiert sind.

Alterseinschränkung:

Die Anwendung des Zimmermannsnagel-Trainers ist für Kinder **unter 14 Jahren nicht gestattet**. Das Produkt ist für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt.

Verwendung von außen:

Der Zimmermannsnagel-Trainer sollte nur äußerlich angewendet werden. Vermeiden Sie jeglichen Druck auf die Haut, während Sie den Trainer benutzen. Schieben Sie den Trainer sanft über die Haut, ohne dabei Druck auszuüben.

Größenanpassung:

Beachten Sie, dass der Trainer für die Handfläche bestimmt ist. Verwenden Sie den Trainer nicht, wenn er zu klein ist und nicht vollständig auf die Handfläche passt. Eine korrekte Größe gewährleistet eine sichere Anwendung.

Anleitung zur Verwendung des Zimmermannsnagel-Trainers:

Schritt 1: Vorbereitung

Verwenden Sie den Trainer ausschließlich auf gesunder Haut. Vermeiden Sie die Anwendung auf bestehenden Verletzungen. Der Trainer dient nur zur äußerlichen Anwendung und ist ausschließlich für Demonstrationszwecke gedacht.

Verwenden Sie den Trainer ausschließlich im Sitzen. Das Gehen oder Laufen während der Nutzung ist untersagt, um Verletzungsgefahren zu vermeiden.

Schritt 2: Anlegen des Trainers

Schieben Sie den Zimmermannsnagel-Trainer sanft über die Haut der Handfläche, ohne dabei Druck auszuüben.

Achten Sie darauf, dass der Trainer sicher und bequem auf der Handfläche aufliegt.

Schritt 3: Durchführung des Trainings

Führen Sie das Training in einer kontrollierten Umgebung durch, idealerweise unter Aufsicht eines erfahrenen Ausbilders.

Praktizieren Sie das Anlegen von Verbänden, das Verwenden von Verbandsmaterial und andere relevante Maßnahmen zur Wundversorgung.

Beachten Sie dabei die Grundsätze der Hygiene und Sicherheit.

Schritt 4: Nach der Verwendung

Entfernen Sie den Zimmermannsnagel-Trainer sanft von der Handfläche.

Überprüfen Sie den Trainer auf Beschädigungen. Sollten Sie Risse, scharfe Kanten oder andere Defekte feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Reinigen Sie den Trainer gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Trocknen Sie ihn gründlich ab, bevor Sie ihn verstauen.



Goch und Lörbs GbR - Rettungsanker Rettungsdienstschule
Vertretungsberechtigte geschäftsführende Gesellschafter
Katharina Goch
Alexander Lörbs

Barkhausenstraße 18
D-27568 Bremerhaven

Telefon
0471 - 30404560

Betriebsnummer
81 719 235

Registrierungsdaten gemäß § 9 Absatz 2 VerpackG:
DE16 111 646 755 11

Goch u. Lörbs GbR
Barkhausenstraße 18
27568 Bremerhaven

Tel.: 0471 – 30 40 45 60
Fax: 0471 – 41 87 67 97

info@rettungsanker-schule.de
www.Rettungsanker-Schule.de

Weser-Elbe Sparkasse
DE97 2925 0000 1020 5699 30
BRLADE21BRS

Steuernummer: 7516000559

Betriebsnummer: 81719235